

Compresse à billes de gel

A la fois souple et confortable, la compresse est l'accessoire indispensable à avoir dans sa pharmacie ! Utilisée en chaud ou en froid selon vos besoins, elle est idéale pour soulager douleurs et inflammations.

Utilisation : Avant d'appliquer la compresse, vous pouvez l'enrouler dans un tissu afin d'éviter les températures inconfortables (trop chaud ou trop froid).

En froid :

Placez votre compresse au réfrigérateur pendant 2 heures avant utilisation pour blessures sportives, petites blessures ou ecchymoses après un accident (hématome), prévention des rétentions d'eau (œdème), jambes lourdes, entorses et foulures, migraine, fièvre, etc.

En chaud :

Placez votre compresse au micro-ondes pendant 30 secondes à 900W ou plongez-la dans un récipient d'eau frémissante (l'eau ne doit pas être bouillante) durant 10 à 15mn pour douleurs musculaires, contractures, courbatures, rhumatismes articulaires, arthrose, lumbago, sciatique, maux de ventre, règles douloureuses, etc.

Qualité : Produit certifié CE (Europe), FDA registration (Etats-Unis).

Dimensions et composition

Dimensions : 19 x 11,5cm

Composition extérieure : PVC hypoallergénique

Composition intérieure : gel non toxique (CMC, glycérine, eau purifiée)

Si votre compresse est percée, ne pas la réutiliser. En cas de contact direct avec le gel contenu dans la compresse, rincez-vous à l'eau froide.

Responsabilité

Neo Factory - Climsom ne saurait être tenu responsable de toute conséquence direct ou indirecte liée à l'utilisation des compresses. En cas de doute sur l'utilisation des produits relativement à votre situation médicale personnelle, parlez-en à votre médecin.

Garantie

Ce produit n'est ni un jouet ni un dispositif médical. Neo Factory - Climsom ne peut en aucun cas garantir les conséquences de l'utilisation des compresses sur la santé. Neo Factory - Climsom garantit l'acheteur d'origine du produit de tout défaut de fabrication du produit pendant 1 an à compter de la date d'achat. La garantie ne couvre pas la décoloration ou les effets de produits cosmétiques ou solaires sur les compresses. La mise en œuvre de la garantie entrainera le seul remplacement du produit défectueux à l'exclusion de toute autre réparation.